

Prisbillig digital opgradering

DR-scanning til en overkommelig pris.

SMART IMAGING SOLUTIONS

Opgrader til fordelene ved fuld digital røntgen.

DRX Core-detektoren er designet til at optimere det billedannelsesudstyr, du bruger lige nu - hurtigt, nemt og økonomisk. Den passer let ind i dine eksisterende CR-systemer - (helkrops)røntgenrum og mobile enheder - og konverterer dem til den hastighed og bekvemmelighed, der opnås ved komplet digital billedannelse.

Resultatet? Du får alle fordelene ved DR - og kan samtidig stadig udnytte dine eksisterende investeringer fuldt ud.

Indlysende fordele

- Den uovertrufne billedkvalitet ved digitalisering medvirker til større diagnostisk sikkerhed.
- Fuld digital teknologi eliminerer trin i processen og øger produktiviteten.
- Trådløs funktion eliminerer besværet og snublefarerne ved kabler.
- Vælg fra et bredt udvalg af størrelser, og vælg enten en gadolinium-scintillator til almindelig radiografi eller en cæsium-scintillator til dosisfølsomme anvendelser.



Opgrader til den ypperste billedkvalitet og højere produktivitet.

Plan 2D-røntgen leverer praktisk lavdosisbilleddannelse af ekstremiteterne, og hvis I er et mindre til mellemstort hospital, akutbehandlingscenter eller -klinik, har I utvivlsomt allerede overvejet at opgradere til fuld digital billedbehandling - men prisen har muligvis holdt jer tilbage. Her er svaret. DRX Core-detektoren gør det både enklere og økonomisk at tage skridtet til DR. Og alle i institutionen vil opleve fordelene:

Radiologer vil værdsætte den fremragende billedkvalitet, forbedrede diagnostik, vores lav-dosis cæsium-funktion og hurtig billedtagning og gengivelse.

Administratorer vil kunne se produktivitetsforbedringer, flere scannede patienter på kortere tid, mulige pladsbesparelser og bedre udnyttelse af anlægsaktiver.

Teknologer vil opnå forbedrede arbejdsgange, hurtigere undersøgelse og uovertruffen brugervenlighed.

Patienter får gavn af kortere ventetider, hurtigere diagnoser og potentiel tidligere påbegyndelse af behandling.

Gør din arbejdsgang hurtigere.

CR er en pålidelig billeddannelsesteknologi - men de mange trin i processen kan virkelig forsinke arbejdsgangen. DRX Core-detektoren eliminerer trin og fremskynder din arbejdsgang.



Se vores serie af DRX-detektorer.

Vores portefølje af DR-detektorer omfatter trådløse, delbare og fastmonterede modeller, der opfylder dine krav baseret på undersøgelsestype, detektorstørrelse, dosisniveau og budget. Find den helt rigtige detektor til dine behov på carestream.com/detectors

Yderligere fordele.

Fordelene ved DRX Core stopper ikke ved dens billedkvalitet og produktivitet. Du kan også regne med:

- **Stråleregistreringstilstand:** eliminerer kabelforbindelsen til generatoren og giver færre OEM-serviceproblemer, og billedoptagelsen starter automatisk, når detektoren registrerer røntgeneksponeringen.
- **Kapslingsklasse IP44:** beskytter mod vandsprøjt.
- **LED-statusindikatorer i to og tre farver:** giver bedre visualisering af detektorens strømforsynings-, fejl- og forbindelsesstatus.
- **Bevarelse af billedkvalitet:** undersøgelser gemmes automatisk for den seneste undersøgelse.
- **Effektiv software:** vælg Carestreams fordelagtige, meget robuste DIRECTVIEW-software eller prisbillige, alsidige Image Suite-software.

SMART IMAGING SOLUTIONS

carestream.com/detectors

