

Οικονομική, ψηφιακή αναβάθμιση.

Η απεικόνιση DR έγινε προσιτή οικονομικά.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Αναβάθμιση στα πλεονεκτήματα των πλήρως ψηφιακών ακτίνων Χ.

Ο ανιχνευτής DRX Core έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στη βελτιστοποίηση του εξοπλισμού απεικόνισης που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή – γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Προσαρμόζεται στα υπάρχοντα συστήματα CR που διαθέτετε – πλήρεις αίθουσες ακτίνων Χ και φορητές μονάδες – προσφέροντάς τους την ταχύτητα και την άνεση των πλήρως ψηφιακών συστημάτων.

Το αποτέλεσμα; Έχετε όλα τα πλεονεκτήματα της απεικόνισης DR χωρίς να χρειάζεται να υποβαθμίσετε την τρέχουσα επένδυσή σας.

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Η εξαιρετική ποιότητα εικόνας της ψηφιακής τεχνολογίας προσφέρει μεγαλύτερη διαγνωστική βεβαιότητα.
- Με την πλήρη ψηφιακή τεχνολογία εξαλείφονται βήματα στη διαδικασία αύξησης της παραγωγικότητας.
- Με την ασύρματη επιλογή εξαλείφεται η ταλαιπωρία με τα καλώδια και ο κίνδυνος παραπατήματος από αυτά.
- Επιλέξτε από ένα εύρος μεγεθών και επιλέξτε σπινθηριστή γαδολίνιου για γενική ακτινογραφία ή σπινθηριστή καισίου για ευαίσθητες ως προς τη δόση εφαρμογές.



Αναβαθμίζεστε σε πεντακάθαρη ποιότητα εικόνας και υψηλότερη παραγωγικότητα.

Οι δισδιάστατες ακτίνες X επιπέδου παρέχουν άνετη απεικόνιση χαμηλής δόσης άκρων και εάν εκπροσωπείτε μικρό ή μεσαίο νοσοκομείο, εγκαταστάσεις ή κλινική επείγουσας φροντίδας, έχετε αναμφίβολα σκεφτεί την αναβάθμιση σε πλήρως ψηφιακή απεικόνιση. Ωστόσο, το κόστος ενδέχεται να σας συγκρατεί. Ορίστε η απάντηση. Ο ανιχνευτής DRX Core προσφέρει ευκολία και οικονομία όσον αφορά τη μετάβαση σε σύστημα DR. Τα πλεονεκτήματα θα γίνουν αντιληπτά από όλους στις εγκαταστάσεις σας:

Οι ακτινολόγοι θα εκτιμήσουν την άριστη ποιότητα εικόνας, τους βελτιωμένους διαγνωστικούς ελέγχους, την επιλογή χαμηλής δόσης καισίου και τη γρήγορη λήψη και απόδοση εικόνων.

Οι διαχειριστές θα εντοπίσουν οφέλη στην παραγωγικότητα, λήψη εικόνων από περισσότερους ασθενείς σε μικρότερο χρονικό διάστημα, πιθανή εξοικονόμηση χώρου και μεγαλύτερη χρήση πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Οι τεχνολόγοι θα επιτύχουν βελτιωμένη ροή εργασιών, συντομότερους χρόνους εξετάσεων και κορυφαία ευκολία χρήσης.

Οι ασθενείς επωφελούνται από μικρότερους χρόνους αναμονής, ταχύτερη διάγνωση και το ενδεχόμενο νωρίτερης έναρξης της θεραπείας.

Επιταχύνετε τη ροή εργασιών σας.

Η υπολογιστική ακτινογραφική απεικόνιση είναι μια αξιόπιστη τεχνολογία απεικόνισης. Ωστόσο, η διαδικασία περιέχει πολλά βήματα και μπορεί να σας επιβραδύνει. Με τον ανιχνευτή DRX Core εξαλείφονται τα βήματα και επιταχύνεται η ροή εργασιών σας.



Γνωρίστε την οικογένεια ανιχνευτών DRX.

Στο χαρτοφυλάκιο των ανιχνευτών DR συμπεριλαμβάνονται ασύρματα μοντέλα, μοντέλα με δυνατότητα κοινής χρήσης και καθορισμένα μοντέλα για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας βάσει τύπου εξέτασης, μεγέθους ανιχνευτή, επιπέδου δόσης και προϋπολογισμού. Ανακαλύψτε τον σωστό για τις ανάγκες σας ανιχνευτή στη διεύθυνση carestream.com/detectors

Πρόσθετα πλεονεκτήματα.

Τα πλεονεκτήματα του DRX Core δεν τελειώνουν με την ποιότητα εικόνας και την παραγωγικότητα. Μπορείτε επίσης να βασίζεστε στα εξής:

- **Λειτουργία ανίχνευσης δέσμης:** εξαλείφει την καλωδιακή σύνδεση με τη γεννήτρια, μειώνοντας τα ζητήματα σέρβις OEM, με τη λήψη εικόνας να ξεκινά αυτόματα όταν ο ανιχνευτής εντοπίζει την έκθεση σε ακτίνες X.
- **Αξιολόγηση IP44:** προστασία από εκτίναξη νερού.
- **Τρίχρωμες και δίχρωμες ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης (LED):** προσφέρει βελτιωμένη οπτικοποίηση κατάστασης ισχύος ανιχνευτή, σφάλματος και σύνδεσης.
- **Διατήρηση εικόνων:** αυτόματη αποθήκευση μελετών για την πιο πρόσφατη εξέταση.
- **Πανίσχυρο λογισμικό:** επιλέξτε το πλούσιο σε πλεονεκτήματα, πανίσχυρο λογισμικό DIRECTVIEW της Carestream ή το οικονομικό και ευέλικτο λογισμικό Image Suite.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

carestream.com/detectors

