

Pequeño. Liviano. Versátil.

SOLUCIONES AVANZADAS EN IMAGENOLÓGÍA

Mayor desempeño. Paquete más pequeño.


El sistema CARESTREAM DRX-1 liberó la potencia de X-Factor con el primer detector inalámbrico en el mundo del tamaño de un cassette. Su plataforma avanzada permitió que un solo detector DRX funcione sin problemas con toda la familia de productos DRX. Poco después, presentamos el detector DRX de segunda generación, un detector más liviano y más rápido con funciones mejoradas.

En la actualidad, nuestro detector de pequeño formato con un diseño nuevo se ajusta a las normas de tamaño ISO 4090 y ofrece mayor flexibilidad de posicionamiento, especialmente en las incubadoras.

Principales ventajas

El detector CARESTREAM DRX Plus 2530C ofrece:

- Pensamiento X-Factor: permite compartir el detector en toda nuestra familia de productos DRX.
- Un diseño más pequeño para un posicionamiento rápido y fácil en las bandejas de incubadoras pediátricas
- Diseño de yoduro de cesio (CsI) para aplicaciones pediátricas sensibles a las dosis
- Posicionamiento flexible y fácil manejo, ideal para la obtención de imágenes médicas en mesas ortopédicas
- Capacidad de compartir este detector de formato pequeño con toda la familia de productos DRX
- Tamaño de píxel más pequeño para mejorar la calidad de la imagen y mayor confianza en el diagnóstico



Detector CARESTREAM DRX Plus 2530C



Ventajas adicionales del detector:

- Rendimiento inalámbrico para eliminar las molestias y los riesgos causados por cables y reducir el riesgo de infección.
- Rendimiento rápido y acceso instantáneo a las imágenes.
- Compatible con el cargador de batería del detector CARESTREAM DRX-1 para ayudar a eliminar equipo adicional.
- Adaptable: se adapta fácilmente al compartimiento del detector de sistemas de rayos X de CARESTREAM DRX-Revolution y CARESTREAM DRX-Revolution Nano Mobile.

Protección contra lo inesperado

El DRX Plus 2530C es elegible para la cobertura con el Plan de protección contra accidentes de CARESTREAM DRX. Este plan que cuenta con un diseño exclusivo se puede agregar a la garantía o al contrato de servicio estándar de Carestream DRX. El plan permite el reemplazo del detector DRX Plus 2530C a una fracción del costo completo, en caso de que ocurran daños debido a un accidente durante el uso clínico normal. Para usted, significa mayor confianza y tranquilidad, comodidad, resolución en una sola llamada y reemplazo rápido para maximizar el tiempo útil.

Especificaciones del DRX Plus 2530C:

Estándar inalámbrico: 802.11AC

Tamaño de la imagen: 25 x 30 cm

Tamaño del píxel: 0,098 mm

Dimensiones externas:

28,2 x 33,2 x 1,5 cm (11,1 x 13,1 x 0,59 in)



Rendimiento líder en el sector: Conozca nuestra gama de detectores DRX.

Nuestro portafolio de detectores DR incluye modelos inalámbricos, compatibles y fijos para satisfacer sus exigencias de acuerdo con el tipo de examen, tamaño del detector, nivel de la dosificación y presupuesto.

Descubra cuál es el detector más adecuado para satisfacer sus necesidades en carestream.com/detectors.

carestream.com/detectors



"Rx only"

© Carestream Health, Inc., 2019. CARESTREAM es una marca comercial de Carestream Health. CAT 2000 253 04/19

Carestream