


LE PRESTAZIONI SONO UNA CARATTERISTICA DI FAMIGLIA

Tanti modelli tra cui scegliere
per donarvi il massimo
dell'esperienza digitale.



POTENTE. DIGITALE. AFFIDABILE.

Con i detettori DRX, Carestream ha creato il primo detettore wireless al mondo in formato cassetta. I detettori DRX Core e DRX Plus sono la naturale evoluzione di un prodotto innovativo di successo.

Il detettore DRX Core permette la conversione, a basso costo, di apparecchiature X-ray analogiche in dispositivi digitali usufruendo dei vantaggi di questa tecnologia.

Il modello DRX Plus, grazie all'X-Factor di Carestream, permette la condivisione del detettore con più dispositivi. Più sottile, più leggero e quindi più maneggevole, offre inoltre un grado di protezione da liquidi di classe IPX 57 per una maggiore affidabilità.

Il modello DRX 2530C, dotato anch'esso del nostro X-Factor, è la soluzione ideale per essere utilizzato nelle incubatrici di neonatologia e pediatria.

PREPARATEVI A CONOSCERE LA FAMIGLIA.

IL PRODOTTO DI RIFERIMENTO PER L'IMAGING DIGITALE.

I detettori DRX proposti da Carestream vi permettono di passare dalla radiografia su pellicola o CR alla radiografia digitale* in modo rapido, semplice e conveniente. Vi consentono di ottenere immagini radiografiche di alta qualità in pochi secondi, per giungere rapidamente a diagnosi certe e avviare il trattamento in modo tempestivo. Inoltre, poiché sono disponibili diversi modelli, potrete scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.

DRX è una tecnologia collaudata, quindi non sorprende che siano oltre 12.000 le unità attualmente utilizzate nel mondo.

* Come parte di un sistema integrato che include una console Carestream opzionale, software preinstallato e caricatore.

Una famiglia di opzioni.

I detettori DRX sono disponibili nelle versioni con:

- Scintillatore al gadolinio per applicazioni di radiologia generale.
- Scintillatore allo ioduro di cesio per le applicazioni che richiedono una dose ridotta.
- Formati da 35x43 cm, 43x43 cm e 25x30 cm.
- Design wireless o fisso.



Sistemi radiografici Carestream.

La nostra linea completa di soluzioni di imaging DR, sviluppata intorno al detettore DRX, include sale di radiologia complete e sistemi a raggi X portatili.



Detettore DRX Core: tecnologia digitale a un prezzo accessibile

Il modello DRX Core vi permette di dire addio agli esami su pellicola o CR e di usufruire dei vantaggi tipici della radiografia digitale senza spendere una fortuna. I detettori DRX Core offrono:

- Possibilità di aggiornare i sistemi esistenti senza doverli sostituire.
- La qualità superiore tipica delle immagini digitali.
- Connettività wireless (opzionale) per eliminare i pericoli dei cavi e ridurre il rischio di infezioni.
- Grado di tenuta IPX 44 per un'affidabilità superiore.
- Modalità di rilevazione del fascio, che consente di attivare automaticamente l'acquisizione senza cavi.
- Pannello in fibra di carbonio ad elevata resistenza di carico ed elevata praticità di movimentazione.
- Indicatori di stato a LED.



Detettore DRX Plus: prestazioni superiori

Il modello DRX Plus offre la potenza dell'X-Factor in un design più sottile e più leggero per semplificarne la manipolazione. Oltre alle funzioni proprie del modello DRX Core, il detettore DRX Plus offre:

- Capacità di condividere i detettori tra una sala DR o un sistema portatile DR.
- Connettività wireless di serie per eliminare i pericoli dei cavi e ridurre il rischio di infezioni.
- Possibilità di aggiornare i sistemi di qualunque produttore alla tecnologia DR.
- Grado di tenuta IPX 57 per un'affidabilità superiore, con possibilità di immersione fino a un metro sott'acqua senza guasti.
- Sostituzione a caldo della batteria e caricatore separato, per poter utilizzare il detettore mentre è in corso il caricamento di una batteria di ricambio.



Detettore DRX 2530C: prestazioni potenti in un piccolo formato

Il modello DRX 2530C ha la potenza dell'X-Factor in un design più piccolo e offre:

- Posizionamento rapido e semplice nei vassoi per incubatrici pediatriche.
- Scintillatore allo ioduro di cesio (CsI) per le applicazioni pediatriche sensibili alla dose.
- Compatibilità con il supporto di detettori di piccolo formato DRX-Revolution.
- Imaging sul tavolo ortopedico più veloce grazie alla semplicità di gestione.
- Maniglia ergonomica per un posizionamento rapido e sicuro.
- Piena compatibilità con lo stesso caricabatterie DRX.

DRX-Ascend



DRX-Revolution



Kit DRX-Mobile Retrofit



DRX-Transportable/Portatile per esami sul campo



SU QUALUNQUE STRADA VI TROVIATE,
VI PORTEREMO
DOVE VORRETE.



RIGHT FOR TODAY.
READY FOR TOMORROW.

Right for Today. Ready for Tomorrow.

Carestream vi aiuta a individuare la strada più efficace per il vostro futuro nell'imaging radiografico. I nostri prodotti, scalabili e con componenti modulari, vi offrono le prestazioni elevate di cui avete bisogno oggi, con possibilità di upgrade semplici ed economici in futuro.

Vi aiutiamo a pianificare la migrazione delle vostre apparecchiature con la certezza che il vostro investimento in tecnologia non perderà di valore.

Protezione contro cadute e altri danni.

Tutti i detectori DRX sono idonei alla copertura del piano di protezione contro gli incidenti DRX, che può integrare il contratto di assistenza o la garanzia Carestream standard e dà diritto a un prodotto sostitutivo a prezzo ridotto in caso di danni durante il normale uso clinico. Questa soluzione vi permette così di avere la massima tranquillità, di risolvere il problema con una sola chiamata e di disporre di un prodotto sostitutivo rapidamente.

Una community di servizio e supporto

Se desiderate un servizio affidabile, potete contare sul nostro Customer Success Network. Il nostro lavoro è offrirvi soluzioni di imaging sempre più performanti, capaci di adattarsi alle vostre esigenze e di utilizzare al meglio il budget e le risorse a disposizione. Potete sempre contare sul Customer Success Network di Carestream, un dinamico team di esperti che vi permette di raggiungere la persona giusta in ogni situazione. Sia voi sia i vostri pazienti trarrete beneficio dalle competenze e dalle best practice che solo Carestream possiede e che sono il frutto di migliaia di collaborazioni con clienti in tutto il mondo e di 100 anni di attività nell'innovazione dell'imaging medicale.

