

# DALLA PELLICOLA AL DIGITALE, PER LA VOSTRA STRUTTURA.

Ampliamento dei servizi offerti dalla  
vostra struttura clinica.

---




# GRANDI PERFORMANCE PER STRUTTURE DI DIMENSIONI CONTENUTE.

Gli ambulatori e le cliniche di dimensioni contenute sono ben consapevoli del notevolissimo valore che può offrire l'imaging digitale.

Ma gli elevati costi di introduzione di questi sistemi possono costituire un ostacolo, come anche lo spazio spesso limitato disponibile per l'installazione tali attrezzature.

Vita Flex CR System è la soluzione, progettato specificamente per queste strutture. Offre immagini digitali di alta qualità, velocizzando il workflow e migliorando i servizi al paziente. Grazie al design compatto è un'ottima soluzione anche per gli spazi più ristretti. Inoltre, il prezzo conveniente lo rende una soluzione praticabile per quasi tutti i budget.





### **DUE MODI PER RISPARMIARE SPAZIO – FlexRispondenza**

I benefici di Vita Flex per le strutture di dimensioni contenute vanno oltre la sua compattezza. Potete adottare la soluzione che risponde in modo ottimale alle vostre esigenze. Vita Flex può essere collocato sul piano di un tavolo, su una scrivania, o essere posizionato a pavimento o nel retro di un automezzo. È possibile adottare la tradizionale configurazione orizzontale, o verticale, se questa risulta migliore in base allo spazio disponibile. Il concetto: flessibilità.



## PENSATO IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE.

Perché pagare per funzionalità che non vi sono necessarie e che non utilizzerete? I sistemi di imaging digitale grandi e complicati possono essere sproporzionati rispetto alle esigenze della vostra struttura. Vita Flex CR offre esattamente ed esclusivamente le funzionalità per voi necessarie.

Considerate questi vantaggi:

#### **PICCOLO BUDGET**

- E' una soluzione che consente di passare al digitale con investimento contenuto.

#### **FUNZIONAMENTO SEMPLICE E LINEARE**

- Non più scomode manipolazioni di prodotti chimici
- Non più pellicole da trattare

#### **COMPATTO E LEGGERO**

- Risparmio di spazio prezioso grazie alla base compatta di Vita Flex
- Configurazione verticale oppure orizzontale, si inseriscono negli spazi più ristretti
- Trasporto semplice per l'imaging mobile

#### **IMMAGINI DI ALTA QUALITÀ**

- Si passa a immagini digitali eccellenti
- Software di acquisizione Image Suite, facile da utilizzare
- I potenti strumenti di analisi presenti nel software migliorano la diagnostica

#### **PERFORMANCE RAPIDE**

- Immagini di alta qualità, visualizzate rapidamente
- Scelta del tasso di produttività (30 o 45 schermi/ora)

#### **VERSATILITÀ**

- Scelta tra più formati di cassette
- Tratta agevolmente tutti i principali tipi di esami



PER OGNI PERCORSO INTRAPRESO,  
VI CONDURREMO ALLA  
VOSTRA META.

Carestream è pronta ad aiutarvi a pianificare il percorso più efficace verso il vostro futuro nell'imaging radiografico. Pianifichiamo insieme la migrazione delle vostre apparecchiature – farete esperienza di come l'attuale investimento tecnologico continuerà a risultare profittevole anche in futuro.

RIGHT FOR TODAY.  
READY FOR TOMORROW.



## RISPARMIARE TEMPO. RISPARMIARE DENARO.

Opzioni innovative per l'installazione e per la manutenzione

Vita Flex introduce un concetto nuovo e avanzato per l'installazione e per la manutenzione. Naturalmente, potete optare per installazione e manutenzione tradizionali, eseguite da personale di assistenza tecnica e supporto Carestream. Ma se avete anche solo un minimo di abilità pratica, potrete prendervi cura autonomamente di questo, realizzando così delle ulteriori economie. Non sono necessari strumenti o competenze tecniche impegnative.

### OPZIONE SELF-INSTALL

- Con la facile installazione self-install, ossia realizzata da voi, si esegue immediatamente la configurazione e si iniziano subito le scansioni
- In meno di 90 minuti: dall'imballaggio alla prima immagine.
- Altrimenti, sceglierete l'installazione full-service da parte di un tecnico certificato

### OPZIONE SELF-SERVICE

- La riparazione autonoma in modalità self-service è rapida e ottimizza l'uptime e il budget
- Potete eseguire voi stessi la riparazione, grazie a tre semplici moduli sostituibili sul campo
- Altrimenti, richiederete un intervento full-service da parte di un tecnico certificato



### IDEALE PER APPLICAZIONI MOBILI

Occorre portare Vita Flex sul campo? Le dimensioni compatte e la leggerezza ne rendono agevole il trasporto e l'utilizzo sul campo.

