

## DIGITAL. COMPACTO. ACESSÍVEL.

Os sistemas CR Vita CARESTREAM DIRECTVIEW são soluções de pequenas dimensões que fornecem imagens digitais de alta qualidade com um preço muito acessível. Com três opções de velocidade de leitura, os Sistemas CR Vita impulsionam a eficiência e a produtividade, apoiando os cuidados aprimorados ao paciente. Com mais de 20.000 unidades vendidas em todo o mundo, a Carestream é o seu fornecedor confiável para sistemas CR de mesa.



## PEQUENA MARAVILHA.



## GRANDE DESEMPENHO PARA INSTITUIÇÕES COM BAIXO VOLUME DE EXAMES.

Os Sistemas CR Vita foram projetados especialmente para hospitais de pequeno e médio volumes de exames, clínicas e consultórios que precisam estar atentos com cada Real gasto, mas não aceitam se comprometer com menos quando a qualidade das imagens está em jogo. Essas unidades de mesa são menores e mais leves que os outros sistemas CR. Elas oferecem recursos ideais para aplicações de especialidades, sendo que seu design escalonável permite que sua infraestrutura cresça conforme suas necessidades.



## O TAMANHO CERTO. A SOLUÇÃO CERTA.

Por que pagar por recursos que você não precisa e não vai usar? Muitos sistemas complexos e grandes de geração de imagens digitais estão levando suas aplicações ao limite. E são caríssimos. Os sistemas CR Vita fornecem:

- Geração de imagens de qualidade a um preço acessível
- Capacidade de oferecer raios X digital nas próprias instalações
- Tempo mais rápido para os resultados - para diagnósticos mais rápidos e cuidados aprimorados

## ESCOLHA A VELOCIDADE QUE VOCÊ PRECISA.

Todos os recursos e benefícios do sistema CR Vita estão disponíveis em um modelo com a velocidade de saída certa\* para suas instalações (o número de pratos por hora varia conforme o tamanho do cassette):

**Vita LE** ATÉ **30**<sub>pph</sub>

**Vita** ATÉ **50**<sub>pph</sub>

**Vita XE** ATÉ **69**<sub>pph</sub>

\*baseado em cassetes padrão de 28,1 x 35,6cm



## CONFIGURAÇÃO FÁCIL. RESULTADOS DE QUALIDADE.



### PROGRAMAR

**Configure e comece a digitalizar em somente algumas horas**

A configuração rápida e fácil fará com que seu sistema esteja pronto para funcionar no mesmo dia, e o treinamento é minimizado com nossa interface intuitiva.

### Impulsione seu rendimento e produtividade

Os "aspectos" de qualidade de imagem pré-configurados simplificam a seleção de sua preferência de imagem padrão e nosso recurso de "apagamento inteligente" otimiza o tempo de apagamento.

### Simplifique procedimentos e reduza custos

Esqueça as compras de filme e o armazenamento de químicos.

### ADQUIRIR

### VISUALIZAR/ EDITAR

### DIAGNÓSTICOS/ RELATÓRIOS

### IMPRIMIR/ ARQUIVAR

### Obtenha imagens de alta qualidade

Software de aquisição de imagens simples e fácil de usar com Visualização aprimorada – Processamento automático de imagens (EVP+)

### Execute aplicações especializadas

LLI, dental, militar, móvel, quiropraxia e ortopédica com hardware especialmente projetado e/ou ferramentas de medição

# GERAÇÃO DE IMAGENS DE DIAGNÓSTICOS DE ALTO DESEMPENHO.

## Telas e cassetes CARESTREAM CR

Ideal para uso nos Sistemas CR Vita, nossa linha de cassetes e telas de fósforo CR oferece uma ampla seleção e um grande desempenho para atender as necessidades de vários exames de CR e aplicações clínicas, incluindo imagens longas, ortopedia, pediatria e muito mais.

- 8 x 10 pol
- 10 x 12 pol
- 11 x 14 pol
- 14 x 14 pol
- 14 x 17 pol
- 14 x 33 pol
- 24 x 30 cm
- 15 x 30 cm



## Especificações do sistema

### DIMENSÕES

34 cm x 75 cm x 55 cm / 29,5 pol x 21,7 pol x 13,4 pol

### PESO

36 kg / 79 lbs

### RESOLUÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

12 pixels/mm

6 pixels/mm

### RECURSOS

Interface de usuário melhorada para aquisição

Entrada de pedido de Web

Compatível com DICOM e HL7

Impressão DICOM

Impressões multi-formato

Visualizador DICOM

### OPÇÕES DISPONÍVEIS

Arquivo Mini-PACS

Relatórios clínicos

Licença de visualizador de Web

Geração de imagens longas

DICOM Store Service Class Provider (SCP)

Conjunto de ferramentas de medição avançadas

Software OmniLink

Visualizador de tablet

Pacote panorâmico dental

## Uma comunidade de serviço e suporte.

Acesse todas as vantagens de nossa Rede de Sucesso de Clientes. Trabalhamos continuamente para aprimorar seu desempenho na criação de imagens, ajudá-lo a inovar quando suas necessidades se alteram e a obter o máximo de seus recursos e orçamento. A Rede de Sucesso de Clientes da Carestream oferece-lhe uma equipe dinâmica de especialistas com um Ponto de entrada único para um acesso fácil e personalizado às pessoas certas em todas as situações. Você e seus pacientes se beneficiarão da experiência e das melhores práticas que somente a Carestream consegue fornecer, com base em nossa herança de 100 anos em inovação de imagens médicas.

