



数字化、个性化、 功能强大

为动物诊所定制的功能强大的数字成像解决方案。CARESTREAM Image Suite 软件结合 CARESTREAM DIRECTVIEW Vita CR 扫描系统, 可以帮助动物诊所以一种经济实惠的方式轻松实现数字化。该系统针对动物诊所的需求做了专门的功能优化-包括多种动物检查登记和检查预览, 自定义的动物影像处理, 以及一整套动物测量工具。



迈向更好 的护理



积淀百年的影像解决方案

对于动物诊所而言，从胶片转为数字化可能是一大跨越。您可能担心系统安装会干扰您的日常工作，或担心掌握新技术需花费较长的时间。您可能也不确定数字系统是否会提供您需要的所有动物检查的功能。

我们向您提供一种专门针对兽医应用而设计的解决方案。其简单易用，可提供卓越的影像质量且提高工作效率。只需合理的花费即可获得这些。

因此，您现在可以充满自信地进入数字化时代。在Carestream，我们致力于影像创新要追溯到一个世纪之前，所以还有谁能更好地帮助您的诊所提升到新水平呢？

动物成像的新世代



IMAGE SUITE：针对兽医应用而设计

目前很多出售给动物诊所的各种数字成像系统所提供的均是基于人的临床应用界面，您需要去调整才适合动物的应用。与之相比，Image Suite软件提供自定义设计的动物界面。此外，整个系统加载了动物检查专用的功能以满足您诊所的特定需求。

我们的信息录入界面具有您需要的字段，以供您选择品种、物种等。您也可以输入特定标识信息，如图案和芯片ID号。提供不同种类动物的参考图像可以帮助准确摆位，同时，样本动物X光影像为提高影像质量提供指导。我们自定义的动物影像处理数据库针对特定物种、品种、身体部位和视图微调处理参数。专业的动物检查测量工具有助于您比以前更快地获得精确的诊断。此类工具包括：

- 髌关节发育异常检查工具
- VD 胸腔检查工具
- 椎体测量工具
- 胫骨粗隆前移术检查工具
- 胫骨平台骨整平切开术检查工具
- 蹄叶炎检查工具





快速获得结果

当动物生病或受伤时，您、主人或宠物都不想忍受长时间地等待诊断图像。快速的 Image Suite 系统是您最好的选择，它在短短几分钟内就能提供高质量的影像，因此能更快速地做出诊断。必要时，网络访问和导出 Vet DICOM 图像或 jpeg/bmp 图像，以获得院外的支援。

为宠物主人在屏幕上显示数字图像，可以更快速清楚地向其解释宠物的状况并推荐合理的治疗方案。当然，快速的图像访问也意味着在工作实践中加快工作流和提高生产率。

快速方便的数字化转化

平稳、简单的安装意味着您可以快速运行起设备（通常少于两个小时）。该系统极其简单易学，只需基本地培训，因为暗盒的使用与您现在使用的胶片很相似。系统的界面设计非常直观，便于您及您的员工很快就会像专家一样使用它。总之，向数字化的转化极其迅速且顺利，您将从数字化工作流中获益，永远告别使用胶片和化学药品的痛苦时代。

CARESTREAM VITA 扫描仪： 高质量图像扫描变得极其简单

提高效率

Vita 扫描仪是一种占地面积较小的轻巧桌面装置。这意味着它是小型医疗机构的理想选择，如有需要也可带入现场。您的诊断图像可以存储在硬盘、CD 或其他可移动存储媒介——不再需要装满存储胶片的文件柜。最后，如果您想与其他动物诊所合作，也无需再邮寄或快递胶片——可即时通过电子方式分享您的图像。

您可信赖的成像

除了速度，您还能获得卓越的影像质量。Carestream 所理解的数字影像与其他公司不同——这体现在 Vita 扫描仪的高性能中。其提供更加清晰的图像，可支持更准确的检查和诊断。针对您检查动物的身体部位/视图，我们的影像处理已进行微调。因此，当您需犬跗关节的优化处理时，就不用勉强接受针对人类脚踝处理方式所得到的影像。

兽医期待已久的数字解决方案，提高工作效率



更多周边选件，最大化您的成像能力。

CARESTREAM DRYVIEW 5700 激光成像仪

需要胶片打印时，DRYVIEW 5700 激光成像仪兼具了速度快、操作简单和经济实惠的优势，是动物诊所的理想之选。

CARESTREAM DIRECTVIEW CR 影像板和暗盒

高性能的DIRECTVIEW CR 影像板和暗盒可提供多种尺寸，DIRECTVIEW Vita CR 系统是您的理想选择。暗盒尺寸包括：

- 8 x 10 英寸
- 10 x 12 英寸
- 11 x 14 英寸
- 14 x 14 英寸
- 14 x 17 英寸
- 14 x 33 英寸
- 24 x 30 厘米
- 15 x 30 厘米

